

SP-151

Högtalarkudde



Egenskaper

- 2 st ultratunna högtalare placerade inne i kudden för bekväm användning
- Hög ljudkvalitet i stereo
- Volymkontroll
- Audiokabel 3,5 mm
- Urtagbara högtalare, vid kuddevätt
- Hypoallergen polyesterstopning
- Storlek 51 x 66 cm (br x h)
- Vikt 714 g

Kudde med inbyggda högtalare - anslut i valfri ljudkälla

Med denna kudde SP-151 med inbyggda högtalare kan användaren lyssna till terapiljud eller musik från olika ljudkällor med optimal komfort.

Med två ultratunna hifi-högtalare inbäddade i kudden kan lyssnaren omge sig med ljud utan att störa omgivningen. Kudden har också en bekväm volymkontroll.

Med ett mjukt överdrag och med en fyllning av icke-allergen polyesterfiber är kudden perfekt för användning varje dag. Eftersom högtalarna är enkla att ta ur kudden kan den lätt hand- eller maskintvättas.

Ljudhjälpmedel används dagligen på sjukhus, kliniker och i hemmet runt om i världen för att hjälpa människor att somna lättare, uppleva en högre sömnkvalitet och bidra till en ljudlättad vid tinnitus.

Art nr	Beskrivning
110151	SP-151, kudde med inbyggda högtalare, 3,5 mm audiokabel

Bo Edin AB	Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö		
Besök	Förrådsvägen 2 B, 181 41 Lidingö		
Tel	08-767 18 18	E-post	info@edin.se
Fax	08-767 18 20	Internet	edin.se • univox.eu



För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr, bruksanvisning och CE-certifikat som kan laddas ner från Dokumentarkiv på www.edin.se. Vid behov kan reservdelslistor och annan teknisk dokumentation beställas via support@edin.se.